

ИНСТРУКЦИЯ
по применению дезинфицирующего средства
«Аркана ACRYL WIPES»
фирмы «Шюльке и Майр ГмбХ», Германия,
составлена ООО «Компания ЕВРОДЕЗ» по материалам производителя.

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации №
KZ.16.01.99.002.Е.015855.08.11 от 16.08.2011 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Дезинфицирующие салфетки «Аркана ACRYL WIPES» представляют собой салфетки из целлюлозного материала размером 20x20 см, пропитанные дезинфицирующим средством «Аркана ACRYL», включающим в качестве действующих веществ (на 100 г активного ингредиента): 0,26 г соединения четвертичного аммония, бензол-С12-16-алкилдиметил-, хлоридов; 0,26 г хлорида аммония дидецил диметил, 0,26 г соединения четвертичного аммония, бензол-С-12-14-алкил [(этилфенил) метил] диметил-, хлориды. НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТ, рН 6.0-8.0.
- 1.2. Салфетки (200 штук) в виде свернутой в рулон перфорированной ленты упакованы в полиэтиленовую банку с герметичной откидной крышкой. Обладают характерным запахом.
- 1.3. Срок годности салфеток «Аркана ACRYL WIPES» - 2 года при условии хранения в невскрытой упаковке производителя при комнатной температуре.
- 1.4. Дезинфицирующие салфетки обладают бактерицидным, левуорцидным и вирулицидным действием, обладают антимикробной активностью в отношении патогенных грибов (в том числе возбудителей дерматофитий и кандидозов), а также уничтожают микроорганизмы, характерные для пищевой промышленности (сальмонеллы и листерии).
- 1.5. По степени воздействия на организм человека не требуют никаких специальных мер предосторожности.
- 1.6. Дезинфицирующие салфетки «Аркана ACRYL WIPES» предназначены для дезинфекции небольших по площади поверхностей и предметов, поверхностей медицинских

приборов, кузезов, обуви, наружной поверхности эндоскопов, а также поверхностей, восприимчивых к спиртам (акриловое стекло (плексиглас)). Салфетки имеют размер Jumbo.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

- 2.1. Для обработки поверхностей и предметов необходимо вскрыть упаковку, достать салфетку и тщательно протереть ею обрабатываемую поверхность, добиваясь равномерного ее смачивания.
- 2.2. Для дезинфекции больших по площади поверхностей рекомендуется использовать сразу несколько полотен.

Таблица 1

Режимы дезинфекции поверхностей салфетками «Аркана ACRYL WIPES»

Микробиологическая эффективность	Время обеззараживания, мин
бактерицидный эффект	1
бактерицидное действие на сальмонеллу и листерий	1
вирулицидный эффект	5
бактерицидный эффект и вирулицидный эффект	5 (чистые условия)
вирулицидный эффект против норовируса	30 (6%) (чистые условия)
вирулицидный эффект против BVDV	1
вирулицидный эффект против Vacciniavirus	1
вирулицидный эффект против Rotavirus	1
вирулицидный эффект против Polyomavirus	1
фунгицидный эффект	5

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 3.1. Все работы при использовании салфеток «Аркана ACRYL WIPES» должны проводиться с защитой кожи рук резиновыми перчатками.
- 3.2. Избегать контакта салфеток с глазами.

- 3.3. Избегать контакта с открытым огнем и подключенными источниками отопления.
- 3.4. Не требуется никаких особых предостережений по охране окружающей среды.
- 3.5. Не использовать по истечении срока годности.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- 4.1. При попадании средства в глаза немедленно промыть слизистую большим количеством воды и обратиться к врачу.
- 4.2. При попадании средства на кожу немедленно промыть водой и мылом в качестве предосторожности.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

- 5.1. Дезинфицирующие салфетки «Аркана ACRYL WIPES» транспортируют различными видами транспорта, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта.
- 5.2. Салфетки хранить плотно закрытыми при комнатной температуре.
- 5.3. Салфетки в упакованном виде хранят в крытых, сухих, вентилируемых складских помещениях, в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, отдельно от лекарственных средств, продуктов питания и напитков, в местах, недоступных детям, при температуре от -5°C до 40°C.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
(информация предоставляется по требованию)

СОГЛАСОВАНО
От фирмы
«Шюльке и Майр» ГмбХ,
Германия
Магистр Альфред Грюн



УТВЕРЖДАЮ
По доверенности фирмы
«Шюльке и Майр ГмбХ», Германия,
Генеральный директор
ООО «Компания ЕВРОДЕЗ», Россия



ИНСТРУКЦИЯ
по применению дезинфицирующего средства
«Аркана ACRYL WIPES»
фирмы «Шюльке и Майр ГмбХ», Германия
(информация производителя)

Москва 2012 г.